

有床義歯[®]を利用される高齢者の皆様のための 静菌 AD-PSJ 試供販売のご案内



静菌 AD-PSJ とは


「静菌 AD-PSJ」を配合した歯科用樹脂材料及び抗菌性義歯が**特許取得** (2025.10.26 特願 2021-098734) となりました！

「静菌 AD-PSJ」は酸化亜鉛を表面改質（特殊樹脂を特殊付着）した粉末であり、例えば義歯リベース材、ティッシュコンディショナーに重量比1%程度配合することで、歯周病原菌、齶蝕原因菌、真菌の増殖やデンチャープラークの付着抑制が期待できます。高齢の患者様にとっては、お口に優しく、口腔内環境の改善に寄与する材料としてお役に立てることが期待できます。



商品名	静菌 AD-PSJ
化学名	特殊樹脂微量被着酸化亜鉛粉末
CASNo	1314-13-2
医療機器届出番号	15B3X10008000003

試験結果報告



高齢者有床義歯支援研究会発足！！

株式会社スタティックジャパンは、JAOS が運営する感染管理事業部の協働事業者として参画し、「高齢者有床義歯支援研究会」を同事業部の一組織として位置づけ、先生方に広く PR させていただき所存です。



渡辺会長ご挨拶

会長 渡辺秀司
NPO 法人 日本アジア口腔保健支援機構 理事長

高齢者有床義歯支援研究会は、その前身である「静菌療法研究会」の名称を改め、同時に、静菌 AD-PSJ の活用領域を高齢者の有床義歯に絞ったことを受け、新たに発足させたものでございます。

リスク口腔内細菌の増殖を抑制することにより口腔内環境を整え、健康維持増進に寄与するという、研究会の運営コンセプトは従前と変わりません。比較的安価であり、酸化亜鉛を特殊加工した「静菌 AD-PSJ」（株式会社アドックス、東京、日本）が特許技術となったことを契機に、義歯を装着している高齢者の口腔内環境の維持、改善に資する臨床治験を共有、蓄積する研究会にして行きたいと考えます。私が理事長を務める NPO 法人「日本アジア口腔保健支援機構」の感染管理事業部との親和性も高いことから、同研究会に運営会社である株式会社スタティックジャパン社が法人の協働組織もなったこともこの場を借りてお知らせいたします。

臨床で活躍される先生方の幅広い参画を期待しております。

JAOS 会員様 試供販売価格

通常価格 ~~11,000~~ 円のところ

1包 **8,800** 円 / 税込

別紙注文書からお申し込みください。



静菌 AD-PSJ の配合方法、留意点

- ① 重量比 1% が基本です。
静菌 AD-PSJ 1 包 (1g) で 80 ~ 100g のリベース材、ティッシュコンディショナーに配合されておくと便利です。
- ② 粉体が均一に混ざるよう、しっかり攪拌することがポイントです。
- ③ 歯科医師の裁量権に基づき自由診療での活用です。
- ④ 商品発送時にその他留意点等をお伝えいたします。

ご購入いただくと希望者に無償で

- ▶ 静菌 AD-PSJ 取扱医院様としてスタティックジャパン社 HP に掲載させていただきます。
○ 貴院名、住所、TEL、HP の URL が掲載されます。
- ▶ 高齢者有床義歯研究会会員様として今後セミナーや、各種情報提供をさせていただきます。

静菌材 静菌 AD-PSJ 使用にあたっての留意事項

薬機法に基づくルールの遵守が必要です。

■ 患者様への説明と同意取得

1. 静菌療法は、患者様からの依頼と同意に基づき提供する医療サービスであることにご留意ください。同意や歯科医師からの説明なしに、静菌材（静菌 AD-PSJ）を義歯リベース材やティッシュコンディショナーに添加、配合する治療（俗称：静菌リベース療法、静菌ティッシュコンディショナー療法）を行うことはできません。
2. 静菌療法対象の患者様は、原則として、定期的に来院し、メンテナンス等を含めて受診される方です。
3. 院内で静菌療法をポスター等で告知し、ご関心のある患者様に別紙専用説明資料等を用いてご説明し、受診承諾書をお取り付けください。

■ 静菌材の義歯リベース材やティッシュコンディショナーへの添加について

静菌 AD-PSJ の添加、配合量は、重量比1%程度が基本です。

- ① 静菌 AD-PSJ 1包（1g）を、あらかじめ1ボトル80g～100g入りの義歯リベース材やティッシュコンディショナー粉末に添加、配合しておくのが簡便な方法です。
- ② 添加、配合の際は、別の容器等に移してしっかり攪拌（1分程度）することが重要です。目視でダマが無く、均一状態であることを確認します。
- ③ 配合済みの静菌リベース材、静菌ティッシュコンディショナーを患者毎に必要な量を使用します。

■ 患者様への静菌リベース、静菌ティッシュコンディショナーの提供と治療費の請求について

1. 静菌 AD-PSJ は、患者様の同意を得た上で、歯科医師から患者様に販売される「物販」としての形をとります。（所有権の移転）
2. 従って、静菌リベース療法とは、患者様所有の材料（静菌材）を使用して行う療法です。
3. よって、静菌リベース療法を行った場合の患者様への請求は、「治療費」+「静菌材（物販）」となります。
4. 静菌材の一人あたり請求価格（物販価格）の原価は、静菌 AD-PSJ1包（1g 8,800円）で10床分の義歯リベースができると換算すると、880円／床となります。

流れ

